



E-CONNECT

Motor de Endodencia Inalámbrico



- Calibración del Torque
- Pantalla OLED digital
- Motor con poco ruido
- Pantalla ambidiestra*
- Potente batería de litio 1500mAh
- Opción de integración
- Captura de Pantalla/Reflejado
- *El usuario puede girar la pantalla del endomotor hacia la izquierda o hacia la derecha
- *En función de conexión, el endomotor refleja la pantalla del localizador de ápice
- Arranque y Parada Automáticos
- Retorción Apical
- Retorción Apical

Integración del Motor de Endodencia con el Localizador de Ápice (Función de Conexión)

Cinco Modos de Reciprocidad (M0)

Reciprocidad Inversa-Un Modo
Movimiento en sentido antihorario y horario
Adelante 30° - reverso 150°
Para limas reciprocantes

Reciprocidad hacia Adelante-Cuatro modos
Movimiento en sentido horario y antihorario
Adelante 150° - reverso 30° Adelante 180° - reverso 30°
Adelante 210° - reverso 30° Adelante 250° - reverso 30°
Para todas las limas de rotación continua



- Nueve Programas de Memoria Editables (M1 a M9)**
- RPM
- Velocidad Máxima 1000 rpm
- Movimiento de Rotación de 360° en el Sentido Horario
- Configuración Editable de Velocidad / Rpm
- Configuración Editable del Torque
- Dirección de Rotación Continua
- Dirección de Rotación en Sentido Contrario
- Retroceso automático del torque



Cabezal de Contra Ángulo en una única Pieza

- Pieza de Mano Ajustable de 360°
- Cabezal Desmontable
- Cabezal en Miniatura
- Esterilizable en Autoclave